

## Поддерживаемые и неподдерживаемые устройства

Ниже приведен список устройств, прошедших проверку на совместимость с ПО и оборудованием Комплекса «Кардиометр-МТ».

**Ноутбуки с ОС Windows:** Lenovo G510, G505, S510p, M3070

**Смартфоны/планшеты с ОС Android:**

- Huawei Ascend G 300 U8815
- Fly FS510 Nimbus 12
- Explay Golf
- HTC Nexus 9
- Texet
  - ✓ X-navi TM4672
  - ✓ X-navi TM4872 X-medium plus
- Asus
  - ✓ Zenfone Go (ZC451TG)
  - ✓ Zenfone Go X014D (ZB452KG)
  - ✓ ZenPad C 7.0 P01Y (Z170CG)
  - ✓ Zenfone Live G552KL
  - ✓ Zenfone Live L1 ZA550KL
  - ✓ Zenfone Live L1 G553KL
- Samsung
  - ✓ Galaxy J1 SM-J120F
  - ✓ Tab E (SM-T561)
  - ✓ Tab Active (SM-T365)
  - ✓ Galaxy A1 (A015F/DF)
- Lenovo
  - ✓ Tab 2 A7-30
  - ✓ Tab 3 7 TB3-730X
  - ✓ Tab 3 7 Essential 710I
  - ✓ A2016a40
  - ✓ Tab 7 TB-7104I
  - ✓ Tab M8 TB-8505F
  - ✓ Tab M8 TB-8504F (без сим-карты)
  - ✓ Tab M7 TB-7305I
  - ✓ Tab M7 TB-7305X
- Huawei MatePad T8 (KOB2-L09)
- Другие устройства (работа может быть замедлена сторонним предустановленным ПО)
  - ✓ *Xiaomi Redmi 7A*
  - ✓ *HONOR 9S DUA-LX9*

**Несовместимые** с ПО и оборудованием Комплекса «Кардиометр-МТ» Android-устройства:

- × Digma Plane 7006 4G PS7041 ML
- × Digma VOX S504 3G VS5016PG
- × IRBIS TZ871